



Copyright © KITAZATO CORPORATION
All Rights Reserved.
VA 2025-03

Kitazato Corporation
100-110 Yanagishima, Fuji,
Shizuoka 416-0932 Japan
TEL: +81-545-65-7122 · FAX: +81-545-65-7128

Dibimed - Biomedical Supply, S.L.
C/ Jorge Comino, 3, Valencia, 46015, Spain
Tel (+34) 963 056 395 Fax (+34) 963 056 396

EC REP

UK REP

UK REP

UK REP

UK REP

UK REP

UK REP

UK REP

UK REP

UK REP

UK REP

UK REP

UK REP

UK REP

UK REP

UK REP

UK REP

UK REP

UK REP

UK REP

UK REP

UK REP

UK REP

UK REP

UK REP

UK REP

UK REP

UK REP

EN-HYALURONIDASE

Intended use Hyaluronidase is a ready to use medium used in the oocyte denudation process for the removal of the cumulus complex and corona radiata surrounding the oocyte in preparation for the other Assisted Reproductive Technologies. **GENERAL INFORMATION** This Instruction for Use covers: Hyaluronidase Medium Basic UDI-DI: 458223146HYAJQ Target population: Patients undergoing ART procedures For professional use only **Composition:** Hyaluronidase Medium contains: • Physiologic salts: • HEPES • Glucose • Pyruvate • Lactate • Human Serum Albumin (4.0 g/l) • Hyaluronidase from bovine origin **Instructions for use: NOTE:** The device used for Hyaluronidase medium is determined based on each laboratory's procedure and protocols that are optimized for individual medical purposes. Avoid multiple opening/warming cycles of the medium: Put required medium in sterile recipient depending on the number of procedures and discard excess (unused) media. **CAUTION:** Do not incubate in a CO2 incubator. Hyaluronidase medium should be incubated in a CO2 incubator lowers the pH below 7. **Instructions for use:** 1. Warm Hyaluronidase medium to 37°C. 2. Prepare a slide containing 1 droplet of Hyaluronidase medium (100µl) and 5-9 droplets (100µl) of Gamete Buffer medium for oocyte washing (all under Hypure® Oil). 3. Place oocytes in Hyaluronidase medium for about 30 seconds. 4. Transfer the partially denuded oocyte to the first washing droplet. 5. Remove the corona by pipetting the oocytes with different pipette diameters. 6. Use the other droplets to further wash the denuded oocytes. **Quality control specifications:** • pH: 7.30-7.60 • Sterility: SAL 10-3 • LAL assay (Endotoxins): <0.5 EU/ml • 1-cell Mouse Embryo Assay (blastocysts after 96h): > 80% • MSDS available upon request. **Additional information:** Storage instructions and stability: • Store Hyaluronidase Medium between 2-8°C. • Keep away from sunlight. • Once opened, store the product in the original packaging. • Once opened, the product is stable for at least 7 days in aseptic conditions and stored between 2-8°C. After this period, please discard the remaining medium. The product is stable after maximum 5 days transport at elevated temperatures (< 37°C). This product is stable until the expiration date labelled on the bottle if the packing is unopened or undamaged. **Warnings:** • Do not re-sterilize. • Do not freeze the product. • Do not use after the expiration date. • Do not use if packing is damaged or expired. • Do not use if product has become cloudy or shows evidence of microbial contamination. **Precautions:** • Sterilized equipment should be used. Use sterilized equipment and materials only. • In case of eye or skin contact with Hyaluronidase Medium, immediately flush eye/skin with water. • Observe all federal, state and local environmental regulations when discarding the product. • The user shall be responsible for any problems caused by incorrect use of the present product. • Hyaluronidase is not intended to be used by medical professionals trained in fertility treatment. • All blood products should be treated as potentially infectious. Source material from which this product was derived was found negative when tested for anti-bodies to HIV-1/2, HBV or HCV and non-reactive for HbsAg. The known test methods cannot guarantee that products derived from human blood will not transmit infectious agents. • Standardized procedures for infections resulting from the implementation of medical products prepared from human blood or plasma include effective manufacturing steps for the inactivation/removal of viruses. When medical products prepared from human blood or plasma are administered, the possibility of transmitting infective agents cannot be totally excluded. This also applies to the use of the product for other than intended purposes. • The hyaluronidase used in this product is derived from bovine tissues and is certified with a transmissible Spongiform Encephalopathy (TSE) risk evaluation Certificate of Suitability (CEP). The animals from which the hyaluronidase is derived, are determined fit for human consumption and originate from countries with negligible risk of BSE. The resolution "Recommendations for Bovine Spongiform Encephalopathy Risk Status of Member Countries", adopted by the World Organisation for Animal Health (OIE). According to the World Health Organization (WHO) guidelines on Tissue Infectivity Distribution in Transmissible Spongiform Encephalopathies (2010) and ISO22442-1, tests from bovine source are classified as safe. The use of the product is not intended for the treatment of patients and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established. **Summary of safety and clinical performance (SSCP)** Performance characteristics of Hyaluronidase are on SSCP available on EUAMED website <https://ec.europa.eu/tools/euamed/> or on our website www.kitazato-ivf.com Note: Instructions for use are electronically available at www.kitazato-ivf.com for user request.

BG-HYALURONIDASE

Предназначение Хипалуронидазата е готова за употреба среда, използвана в процеса на денудация на ооцитите за отстраняване на кулусния комплекс и корона радиата около яйцеклетката в подготовка за ИСІ или други асистирани репродуктивни технологии. **ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ** Тази инструкция за употреба обхваща: Хипалуронидаз средата Основен UDI-DI: 458223146HYAJQ Целева популация: Пациенти, участващи в ART процедури Салдо за професионална употреба **Състав:** Хипалуронидаз средата съдържа: • Физиологични соли • HEPES • Глюкоза • Пируват • Лактат • Човешки сыворотен албумин (4.0 g/l) • Хипалуронидаз от говедаки произход **Инструкции за употреба:** **ЗАБЕЛЕЖКА:** Подробното използване на средата на хипалуронидаз се определя във основа на процедурата и протоколите на всяка лаборатория, които са оптимизирани за индивидуални медицински цели. **Инструкции за употреба:** 1. Запоттепте хипалуронидаз средата до 37°C. 2. Пригответе петри, съдържащо 1 капчица хипалуронидаз средата (100µl) и 5-9 капчици (100µl) гамета буфера средата за измиване на яйцеклетки (всички под Hypure® Oil). 3. Поставете ооцитите в хипалуронидаз средата за около 30 секунди. 4. Прехвърлете ооцитите на първия измиващ капчица. 5. Отстранете короната чрез пипетиране на ооцитите с различни диаметри на пипетата. 6. Използвайте другите капчици за по-нататъшно измиване на денудиранието ооцити. **ВНИМАНИЕ:** Да не се инкубира в инкубатор за CO2. Хипалуронидаз средата е HEPES-буферизирана. Инкубацията в CO2 инкубатор може да понижи pH-та на средата. **Инструкции за употреба:** 1. Запоттепте хипалуронидаз средата до 37°C. 2. Пригответе петри, съдържащо 1 капчица хипалуронидаз средата (100µl) и 5-9 капчици (100µl) гамета буфера средата за измиване на яйцеклетки (всички под Hypure® Oil). 3. Поставете ооцитите в хипалуронидаз средата за около 30 секунди. 4. Прехвърлете ооцитите на първия измиващ капчица. 5. Отстранете короната чрез пипетиране на ооцитите с различни диаметри на пипетата. 6. Използвайте другите капчици за по-нататъшно измиване на денудиранието ооцити. **Спецификации за контрол на качеството:** • pH: 7.30-7.60 • Стерилитет: SAL 10-3 • LAL тест (ендотоксини): < 0.5 EU/ml • 1-клетъчен миши ембрион тест (бластоцити след 96 часа): > 80% • MSDS и сертификати за анализ се на разположение при поискване и може да бъде изтеглен от нашия уебсайт (www.kitazato-ivf.com) **Проницаемост и стабилност при съхранение:** • Съхранявайте Hyaluronidase Medium между 2-8°C. • Пазете от пряка слънчева светлина. • След отваряне съхранявайте продукта в оригиналната опаковка и използвайте продукта в рамките на срока на годност. • Не използвайте продукта, който е съхраняван в продължение на повече от един период на годност и е съхраняван над 28°C. След този период, моля, изхвърлете останалите носители. • Продуктът е стабилен след максимум 5 дни транспортация при повишени температури (< 37°C). • Този продукт е стабилен до изтичане на срока на годност, откритият върху етикетата, ако е опакован в оригиналната опаковка. **Предупреждения:** • Не използвайте стерилизиран продукт повторно. • Не замразявайте продукта. • Да не се използва след изтичане на срока на годност. • Не използвайте, ако опаковката е повредена или счупена. • Не използвайте, ако продуктът помътнее или показва признаци на микробно замърсяване. **Предпазни мерки:** Ръбта да се използва асептично и предпазливо, като се избягва контакт с кожата и очите. **Материали:** • В случай на контакт с очите или кожата с Hyaluronidase Medium, незабавно промийте очите/кожата с вода. • Спазвайте всички федерални, щатски и местни екологични разпоредби, когато изхвърляте продукта. • Потребителите нosis отговорност за всички проблеми, причинени от неправилното използване на продукта. **Общи предупреждения:** • Не използвайте Hyaluronidase Medium за професионална употреба. Този продукт е предназначен за употреба от медицински специалисти, обучени в леченето на се третират като потенциално инфекциозни. Изходният материал, от който е получен този продукт, е отрицателен

при изследване за антитела срещу HIV-1/2, HBV или HCV и неактивен за HbsAg. Известните методи за изпитване не могат да гарантират, че продуктите, получени от човешка кръв, няма да предават инфекциозни агенти. • Стандартните мерки за предотвратяване на инфекции в резултат на прилагането на лекарствени продукти, приготвени от човешка кръв или плазма, включват ефективни производствени стъпки за отстраняване на всички микробни замърсявания. • Материали: • Лагем: Se Hyaluronidase Medium zwischen 2-8°C. • Von Sonenlicht fernhalten. • Bewahren Sie das Produkt nach dem Öffnen in der Originalverpackung auf. • Nach dem Öffnen ist das Produkt mindestens 7 Tage unter aseptischen Bedingungen haltbar und wird zwischen 2 und 8°C gelagert. Nach Ablauf dieser Frist entsorgen Sie die restliche Menge. • Das Produkt ist nach 5 Tagen im Transport bei erhöhter Temperatur (<37°C) stabil. • Dieses Produkt ist bis zum auf der Flasche angegebenen Verfallsdatum haltbar, wenn die Verpackung ungeöffnet und unbeschädigt ist. **Warnungen:** • Nicht erneut sterilisieren. • Frieren Sie das Produkt nicht ein. • Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden. • Das Produkt ist nicht für den Einsatz bei Patienten geeignet. • Nicht verwenden, wenn das Produkt trüb oder Anzeichen einer mikrobiellen Kontamination aufweist. **Vorsichtsmaßnahmen:** • Es sollte eine aseptische Technik verwendet werden. • Verwenden Sie nur sterilisierte Geräte und Materialien. • Bei Augen- oder Hautkontakt mit Hyaluronidase Medium Augen/Haut sofort mit reichlich Wasser ausspülen. • Bei Kontakt mit der Haut sofort mit viel Wasser waschen. • Bei Kontakt mit der Haut sofort mit viel Wasser waschen. • Der Benutzer ist für alle Probleme verantwortlich, die durch eine unsachgemäße Verwendung der vorliegenden Gebrauchsanweisung verursacht werden. • Nur für den professionellen Gebrauch. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Fachkräfte bestimmt, die in der Ferilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Die Anwendung ist nur für Personen, die in der Fertilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Das Produkt ist nicht für den Einsatz bei Patienten geeignet. • Nicht verwenden, wenn das Produkt trüb oder Anzeichen einer mikrobiellen Kontamination aufweist. **Vorsichtsmaßnahmen:** • Es sollte eine aseptische Technik verwendet werden. • Verwenden Sie nur sterilisierte Geräte und Materialien. • Bei Augen- oder Hautkontakt mit Hyaluronidase Medium Augen/Haut sofort mit reichlich Wasser ausspülen. • Bei Kontakt mit der Haut sofort mit viel Wasser waschen. • Der Benutzer ist für alle Probleme verantwortlich, die durch eine unsachgemäße Verwendung der vorliegenden Gebrauchsanweisung verursacht werden. • Nur für den professionellen Gebrauch. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Fachkräfte bestimmt, die in der Ferilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Die Anwendung ist nur für Personen, die in der Fertilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Das Produkt ist nicht für den Einsatz bei Patienten geeignet. • Nicht verwenden, wenn das Produkt trüb oder Anzeichen einer mikrobiellen Kontamination aufweist. **Vorsichtsmaßnahmen:** • Es sollte eine aseptische Technik verwendet werden. • Verwenden Sie nur sterilisierte Geräte und Materialien. • Bei Augen- oder Hautkontakt mit Hyaluronidase Medium Augen/Haut sofort mit reichlich Wasser ausspülen. • Bei Kontakt mit der Haut sofort mit viel Wasser waschen. • Der Benutzer ist für alle Probleme verantwortlich, die durch eine unsachgemäße Verwendung der vorliegenden Gebrauchsanweisung verursacht werden. • Nur für den professionellen Gebrauch. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Fachkräfte bestimmt, die in der Ferilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Die Anwendung ist nur für Personen, die in der Fertilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Das Produkt ist nicht für den Einsatz bei Patienten geeignet. • Nicht verwenden, wenn das Produkt trüb oder Anzeichen einer mikrobiellen Kontamination aufweist. **Vorsichtsmaßnahmen:** • Es sollte eine aseptische Technik verwendet werden. • Verwenden Sie nur sterilisierte Geräte und Materialien. • Bei Augen- oder Hautkontakt mit Hyaluronidase Medium Augen/Haut sofort mit reichlich Wasser ausspülen. • Bei Kontakt mit der Haut sofort mit viel Wasser waschen. • Der Benutzer ist für alle Probleme verantwortlich, die durch eine unsachgemäße Verwendung der vorliegenden Gebrauchsanweisung verursacht werden. • Nur für den professionellen Gebrauch. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Fachkräfte bestimmt, die in der Ferilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Die Anwendung ist nur für Personen, die in der Fertilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Das Produkt ist nicht für den Einsatz bei Patienten geeignet. • Nicht verwenden, wenn das Produkt trüb oder Anzeichen einer mikrobiellen Kontamination aufweist. **Vorsichtsmaßnahmen:** • Es sollte eine aseptische Technik verwendet werden. • Verwenden Sie nur sterilisierte Geräte und Materialien. • Bei Augen- oder Hautkontakt mit Hyaluronidase Medium Augen/Haut sofort mit reichlich Wasser ausspülen. • Bei Kontakt mit der Haut sofort mit viel Wasser waschen. • Der Benutzer ist für alle Probleme verantwortlich, die durch eine unsachgemäße Verwendung der vorliegenden Gebrauchsanweisung verursacht werden. • Nur für den professionellen Gebrauch. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Fachkräfte bestimmt, die in der Ferilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Die Anwendung ist nur für Personen, die in der Fertilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Das Produkt ist nicht für den Einsatz bei Patienten geeignet. • Nicht verwenden, wenn das Produkt trüb oder Anzeichen einer mikrobiellen Kontamination aufweist. **Vorsichtsmaßnahmen:** • Es sollte eine aseptische Technik verwendet werden. • Verwenden Sie nur sterilisierte Geräte und Materialien. • Bei Augen- oder Hautkontakt mit Hyaluronidase Medium Augen/Haut sofort mit reichlich Wasser ausspülen. • Bei Kontakt mit der Haut sofort mit viel Wasser waschen. • Der Benutzer ist für alle Probleme verantwortlich, die durch eine unsachgemäße Verwendung der vorliegenden Gebrauchsanweisung verursacht werden. • Nur für den professionellen Gebrauch. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Fachkräfte bestimmt, die in der Ferilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Die Anwendung ist nur für Personen, die in der Fertilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Das Produkt ist nicht für den Einsatz bei Patienten geeignet. • Nicht verwenden, wenn das Produkt trüb oder Anzeichen einer mikrobiellen Kontamination aufweist. **Vorsichtsmaßnahmen:** • Es sollte eine aseptische Technik verwendet werden. • Verwenden Sie nur sterilisierte Geräte und Materialien. • Bei Augen- oder Hautkontakt mit Hyaluronidase Medium Augen/Haut sofort mit reichlich Wasser ausspülen. • Bei Kontakt mit der Haut sofort mit viel Wasser waschen. • Der Benutzer ist für alle Probleme verantwortlich, die durch eine unsachgemäße Verwendung der vorliegenden Gebrauchsanweisung verursacht werden. • Nur für den professionellen Gebrauch. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Fachkräfte bestimmt, die in der Ferilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Die Anwendung ist nur für Personen, die in der Fertilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Das Produkt ist nicht für den Einsatz bei Patienten geeignet. • Nicht verwenden, wenn das Produkt trüb oder Anzeichen einer mikrobiellen Kontamination aufweist. **Vorsichtsmaßnahmen:** • Es sollte eine aseptische Technik verwendet werden. • Verwenden Sie nur sterilisierte Geräte und Materialien. • Bei Augen- oder Hautkontakt mit Hyaluronidase Medium Augen/Haut sofort mit reichlich Wasser ausspülen. • Bei Kontakt mit der Haut sofort mit viel Wasser waschen. • Der Benutzer ist für alle Probleme verantwortlich, die durch eine unsachgemäße Verwendung der vorliegenden Gebrauchsanweisung verursacht werden. • Nur für den professionellen Gebrauch. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Fachkräfte bestimmt, die in der Ferilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Die Anwendung ist nur für Personen, die in der Fertilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Das Produkt ist nicht für den Einsatz bei Patienten geeignet. • Nicht verwenden, wenn das Produkt trüb oder Anzeichen einer mikrobiellen Kontamination aufweist. **Vorsichtsmaßnahmen:** • Es sollte eine aseptische Technik verwendet werden. • Verwenden Sie nur sterilisierte Geräte und Materialien. • Bei Augen- oder Hautkontakt mit Hyaluronidase Medium Augen/Haut sofort mit reichlich Wasser ausspülen. • Bei Kontakt mit der Haut sofort mit viel Wasser waschen. • Der Benutzer ist für alle Probleme verantwortlich, die durch eine unsachgemäße Verwendung der vorliegenden Gebrauchsanweisung verursacht werden. • Nur für den professionellen Gebrauch. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Fachkräfte bestimmt, die in der Ferilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Die Anwendung ist nur für Personen, die in der Fertilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Das Produkt ist nicht für den Einsatz bei Patienten geeignet. • Nicht verwenden, wenn das Produkt trüb oder Anzeichen einer mikrobiellen Kontamination aufweist. **Vorsichtsmaßnahmen:** • Es sollte eine aseptische Technik verwendet werden. • Verwenden Sie nur sterilisierte Geräte und Materialien. • Bei Augen- oder Hautkontakt mit Hyaluronidase Medium Augen/Haut sofort mit reichlich Wasser ausspülen. • Bei Kontakt mit der Haut sofort mit viel Wasser waschen. • Der Benutzer ist für alle Probleme verantwortlich, die durch eine unsachgemäße Verwendung der vorliegenden Gebrauchsanweisung verursacht werden. • Nur für den professionellen Gebrauch. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Fachkräfte bestimmt, die in der Ferilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Die Anwendung ist nur für Personen, die in der Fertilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Das Produkt ist nicht für den Einsatz bei Patienten geeignet. • Nicht verwenden, wenn das Produkt trüb oder Anzeichen einer mikrobiellen Kontamination aufweist. **Vorsichtsmaßnahmen:** • Es sollte eine aseptische Technik verwendet werden. • Verwenden Sie nur sterilisierte Geräte und Materialien. • Bei Augen- oder Hautkontakt mit Hyaluronidase Medium Augen/Haut sofort mit reichlich Wasser ausspülen. • Bei Kontakt mit der Haut sofort mit viel Wasser waschen. • Der Benutzer ist für alle Probleme verantwortlich, die durch eine unsachgemäße Verwendung der vorliegenden Gebrauchsanweisung verursacht werden. • Nur für den professionellen Gebrauch. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Fachkräfte bestimmt, die in der Ferilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Die Anwendung ist nur für Personen, die in der Fertilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Das Produkt ist nicht für den Einsatz bei Patienten geeignet. • Nicht verwenden, wenn das Produkt trüb oder Anzeichen einer mikrobiellen Kontamination aufweist. **Vorsichtsmaßnahmen:** • Es sollte eine aseptische Technik verwendet werden. • Verwenden Sie nur sterilisierte Geräte und Materialien. • Bei Augen- oder Hautkontakt mit Hyaluronidase Medium Augen/Haut sofort mit reichlich Wasser ausspülen. • Bei Kontakt mit der Haut sofort mit viel Wasser waschen. • Der Benutzer ist für alle Probleme verantwortlich, die durch eine unsachgemäße Verwendung der vorliegenden Gebrauchsanweisung verursacht werden. • Nur für den professionellen Gebrauch. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Fachkräfte bestimmt, die in der Ferilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Die Anwendung ist nur für Personen, die in der Fertilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Das Produkt ist nicht für den Einsatz bei Patienten geeignet. • Nicht verwenden, wenn das Produkt trüb oder Anzeichen einer mikrobiellen Kontamination aufweist. **Vorsichtsmaßnahmen:** • Es sollte eine aseptische Technik verwendet werden. • Verwenden Sie nur sterilisierte Geräte und Materialien. • Bei Augen- oder Hautkontakt mit Hyaluronidase Medium Augen/Haut sofort mit reichlich Wasser ausspülen. • Bei Kontakt mit der Haut sofort mit viel Wasser waschen. • Der Benutzer ist für alle Probleme verantwortlich, die durch eine unsachgemäße Verwendung der vorliegenden Gebrauchsanweisung verursacht werden. • Nur für den professionellen Gebrauch. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Fachkräfte bestimmt, die in der Ferilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Die Anwendung ist nur für Personen, die in der Fertilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Das Produkt ist nicht für den Einsatz bei Patienten geeignet. • Nicht verwenden, wenn das Produkt trüb oder Anzeichen einer mikrobiellen Kontamination aufweist. **Vorsichtsmaßnahmen:** • Es sollte eine aseptische Technik verwendet werden. • Verwenden Sie nur sterilisierte Geräte und Materialien. • Bei Augen- oder Hautkontakt mit Hyaluronidase Medium Augen/Haut sofort mit reichlich Wasser ausspülen. • Bei Kontakt mit der Haut sofort mit viel Wasser waschen. • Der Benutzer ist für alle Probleme verantwortlich, die durch eine unsachgemäße Verwendung der vorliegenden Gebrauchsanweisung verursacht werden. • Nur für den professionellen Gebrauch. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Fachkräfte bestimmt, die in der Ferilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Die Anwendung ist nur für Personen, die in der Fertilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Das Produkt ist nicht für den Einsatz bei Patienten geeignet. • Nicht verwenden, wenn das Produkt trüb oder Anzeichen einer mikrobiellen Kontamination aufweist. **Vorsichtsmaßnahmen:** • Es sollte eine aseptische Technik verwendet werden. • Verwenden Sie nur sterilisierte Geräte und Materialien. • Bei Augen- oder Hautkontakt mit Hyaluronidase Medium Augen/Haut sofort mit reichlich Wasser ausspülen. • Bei Kontakt mit der Haut sofort mit viel Wasser waschen. • Der Benutzer ist für alle Probleme verantwortlich, die durch eine unsachgemäße Verwendung der vorliegenden Gebrauchsanweisung verursacht werden. • Nur für den professionellen Gebrauch. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Fachkräfte bestimmt, die in der Ferilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Die Anwendung ist nur für Personen, die in der Fertilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Das Produkt ist nicht für den Einsatz bei Patienten geeignet. • Nicht verwenden, wenn das Produkt trüb oder Anzeichen einer mikrobiellen Kontamination aufweist. **Vorsichtsmaßnahmen:** • Es sollte eine aseptische Technik verwendet werden. • Verwenden Sie nur sterilisierte Geräte und Materialien. • Bei Augen- oder Hautkontakt mit Hyaluronidase Medium Augen/Haut sofort mit reichlich Wasser ausspülen. • Bei Kontakt mit der Haut sofort mit viel Wasser waschen. • Der Benutzer ist für alle Probleme verantwortlich, die durch eine unsachgemäße Verwendung der vorliegenden Gebrauchsanweisung verursacht werden. • Nur für den professionellen Gebrauch. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Fachkräfte bestimmt, die in der Ferilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Die Anwendung ist nur für Personen, die in der Fertilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Das Produkt ist nicht für den Einsatz bei Patienten geeignet. • Nicht verwenden, wenn das Produkt trüb oder Anzeichen einer mikrobiellen Kontamination aufweist. **Vorsichtsmaßnahmen:** • Es sollte eine aseptische Technik verwendet werden. • Verwenden Sie nur sterilisierte Geräte und Materialien. • Bei Augen- oder Hautkontakt mit Hyaluronidase Medium Augen/Haut sofort mit reichlich Wasser ausspülen. • Bei Kontakt mit der Haut sofort mit viel Wasser waschen. • Der Benutzer ist für alle Probleme verantwortlich, die durch eine unsachgemäße Verwendung der vorliegenden Gebrauchsanweisung verursacht werden. • Nur für den professionellen Gebrauch. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Fachkräfte bestimmt, die in der Ferilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Die Anwendung ist nur für Personen, die in der Fertilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Das Produkt ist nicht für den Einsatz bei Patienten geeignet. • Nicht verwenden, wenn das Produkt trüb oder Anzeichen einer mikrobiellen Kontamination aufweist. **Vorsichtsmaßnahmen:** • Es sollte eine aseptische Technik verwendet werden. • Verwenden Sie nur sterilisierte Geräte und Materialien. • Bei Augen- oder Hautkontakt mit Hyaluronidase Medium Augen/Haut sofort mit reichlich Wasser ausspülen. • Bei Kontakt mit der Haut sofort mit viel Wasser waschen. • Der Benutzer ist für alle Probleme verantwortlich, die durch eine unsachgemäße Verwendung der vorliegenden Gebrauchsanweisung verursacht werden. • Nur für den professionellen Gebrauch. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Fachkräfte bestimmt, die in der Ferilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Die Anwendung ist nur für Personen, die in der Fertilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Das Produkt ist nicht für den Einsatz bei Patienten geeignet. • Nicht verwenden, wenn das Produkt trüb oder Anzeichen einer mikrobiellen Kontamination aufweist. **Vorsichtsmaßnahmen:** • Es sollte eine aseptische Technik verwendet werden. • Verwenden Sie nur sterilisierte Geräte und Materialien. • Bei Augen- oder Hautkontakt mit Hyaluronidase Medium Augen/Haut sofort mit reichlich Wasser ausspülen. • Bei Kontakt mit der Haut sofort mit viel Wasser waschen. • Der Benutzer ist für alle Probleme verantwortlich, die durch eine unsachgemäße Verwendung der vorliegenden Gebrauchsanweisung verursacht werden. • Nur für den professionellen Gebrauch. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Fachkräfte bestimmt, die in der Ferilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Die Anwendung ist nur für Personen, die in der Fertilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Das Produkt ist nicht für den Einsatz bei Patienten geeignet. • Nicht verwenden, wenn das Produkt trüb oder Anzeichen einer mikrobiellen Kontamination aufweist. **Vorsichtsmaßnahmen:** • Es sollte eine aseptische Technik verwendet werden. • Verwenden Sie nur sterilisierte Geräte und Materialien. • Bei Augen- oder Hautkontakt mit Hyaluronidase Medium Augen/Haut sofort mit reichlich Wasser ausspülen. • Bei Kontakt mit der Haut sofort mit viel Wasser waschen. • Der Benutzer ist für alle Probleme verantwortlich, die durch eine unsachgemäße Verwendung der vorliegenden Gebrauchsanweisung verursacht werden. • Nur für den professionellen Gebrauch. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Fachkräfte bestimmt, die in der Ferilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Die Anwendung ist nur für Personen, die in der Fertilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Das Produkt ist nicht für den Einsatz bei Patienten geeignet. • Nicht verwenden, wenn das Produkt trüb oder Anzeichen einer mikrobiellen Kontamination aufweist. **Vorsichtsmaßnahmen:** • Es sollte eine aseptische Technik verwendet werden. • Verwenden Sie nur sterilisierte Geräte und Materialien. • Bei Augen- oder Hautkontakt mit Hyaluronidase Medium Augen/Haut sofort mit reichlich Wasser ausspülen. • Bei Kontakt mit der Haut sofort mit viel Wasser waschen. • Der Benutzer ist für alle Probleme verantwortlich, die durch eine unsachgemäße Verwendung der vorliegenden Gebrauchsanweisung verursacht werden. • Nur für den professionellen Gebrauch. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Fachkräfte bestimmt, die in der Ferilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Die Anwendung ist nur für Personen, die in der Fertilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Das Produkt ist nicht für den Einsatz bei Patienten geeignet. • Nicht verwenden, wenn das Produkt trüb oder Anzeichen einer mikrobiellen Kontamination aufweist. **Vorsichtsmaßnahmen:** • Es sollte eine aseptische Technik verwendet werden. • Verwenden Sie nur sterilisierte Geräte und Materialien. • Bei Augen- oder Hautkontakt mit Hyaluronidase Medium Augen/Haut sofort mit reichlich Wasser ausspülen. • Bei Kontakt mit der Haut sofort mit viel Wasser waschen. • Der Benutzer ist für alle Probleme verantwortlich, die durch eine unsachgemäße Verwendung der vorliegenden Gebrauchsanweisung verursacht werden. • Nur für den professionellen Gebrauch. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Fachkräfte bestimmt, die in der Ferilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Die Anwendung ist nur für Personen, die in der Fertilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Das Produkt ist nicht für den Einsatz bei Patienten geeignet. • Nicht verwenden, wenn das Produkt trüb oder Anzeichen einer mikrobiellen Kontamination aufweist. **Vorsichtsmaßnahmen:** • Es sollte eine aseptische Technik verwendet werden. • Verwenden Sie nur sterilisierte Geräte und Materialien. • Bei Augen- oder Hautkontakt mit Hyaluronidase Medium Augen/Haut sofort mit reichlich Wasser ausspülen. • Bei Kontakt mit der Haut sofort mit viel Wasser waschen. • Der Benutzer ist für alle Probleme verantwortlich, die durch eine unsachgemäße Verwendung der vorliegenden Gebrauchsanweisung verursacht werden. • Nur für den professionellen Gebrauch. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Fachkräfte bestimmt, die in der Ferilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Die Anwendung ist nur für Personen, die in der Fertilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Das Produkt ist nicht für den Einsatz bei Patienten geeignet. • Nicht verwenden, wenn das Produkt trüb oder Anzeichen einer mikrobiellen Kontamination aufweist. **Vorsichtsmaßnahmen:** • Es sollte eine aseptische Technik verwendet werden. • Verwenden Sie nur sterilisierte Geräte und Materialien. • Bei Augen- oder Hautkontakt mit Hyaluronidase Medium Augen/Haut sofort mit reichlich Wasser ausspülen. • Bei Kontakt mit der Haut sofort mit viel Wasser waschen. • Der Benutzer ist für alle Probleme verantwortlich, die durch eine unsachgemäße Verwendung der vorliegenden Gebrauchsanweisung verursacht werden. • Nur für den professionellen Gebrauch. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Fachkräfte bestimmt, die in der Ferilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Die Anwendung ist nur für Personen, die in der Fertilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Das Produkt ist nicht für den Einsatz bei Patienten geeignet. • Nicht verwenden, wenn das Produkt trüb oder Anzeichen einer mikrobiellen Kontamination aufweist. **Vorsichtsmaßnahmen:** • Es sollte eine aseptische Technik verwendet werden. • Verwenden Sie nur sterilisierte Geräte und Materialien. • Bei Augen- oder Hautkontakt mit Hyaluronidase Medium Augen/Haut sofort mit reichlich Wasser ausspülen. • Bei Kontakt mit der Haut sofort mit viel Wasser waschen. • Der Benutzer ist für alle Probleme verantwortlich, die durch eine unsachgemäße Verwendung der vorliegenden Gebrauchsanweisung verursacht werden. • Nur für den professionellen Gebrauch. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Fachkräfte bestimmt, die in der Ferilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Die Anwendung ist nur für Personen, die in der Fertilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Das Produkt ist nicht für den Einsatz bei Patienten geeignet. • Nicht verwenden, wenn das Produkt trüb oder Anzeichen einer mikrobiellen Kontamination aufweist. **Vorsichtsmaßnahmen:** • Es sollte eine aseptische Technik verwendet werden. • Verwenden Sie nur sterilisierte Geräte und Materialien. • Bei Augen- oder Hautkontakt mit Hyaluronidase Medium Augen/Haut sofort mit reichlich Wasser ausspülen. • Bei Kontakt mit der Haut sofort mit viel Wasser waschen. • Der Benutzer ist für alle Probleme verantwortlich, die durch eine unsachgemäße Verwendung der vorliegenden Gebrauchsanweisung verursacht werden. • Nur für den professionellen Gebrauch. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Fachkräfte bestimmt, die in der Ferilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Die Anwendung ist nur für Personen, die in der Fertilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Das Produkt ist nicht für den Einsatz bei Patienten geeignet. • Nicht verwenden, wenn das Produkt trüb oder Anzeichen einer mikrobiellen Kontamination aufweist. **Vorsichtsmaßnahmen:** • Es sollte eine aseptische Technik verwendet werden. • Verwenden Sie nur sterilisierte Geräte und Materialien. • Bei Augen- oder Hautkontakt mit Hyaluronidase Medium Augen/Haut sofort mit reichlich Wasser ausspülen. • Bei Kontakt mit der Haut sofort mit viel Wasser waschen. • Der Benutzer ist für alle Probleme verantwortlich, die durch eine unsachgemäße Verwendung der vorliegenden Gebrauchsanweisung verursacht werden. • Nur für den professionellen Gebrauch. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Fachkräfte bestimmt, die in der Ferilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Die Anwendung ist nur für Personen, die in der Fertilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Das Produkt ist nicht für den Einsatz bei Patienten geeignet. • Nicht verwenden, wenn das Produkt trüb oder Anzeichen einer mikrobiellen Kontamination aufweist. **Vorsichtsmaßnahmen:** • Es sollte eine aseptische Technik verwendet werden. • Verwenden Sie nur sterilisierte Geräte und Materialien. • Bei Augen- oder Hautkontakt mit Hyaluronidase Medium Augen/Haut sofort mit reichlich Wasser ausspülen. • Bei Kontakt mit der Haut sofort mit viel Wasser waschen. • Der Benutzer ist für alle Probleme verantwortlich, die durch eine unsachgemäße Verwendung der vorliegenden Gebrauchsanweisung verursacht werden. • Nur für den professionellen Gebrauch. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Fachkräfte bestimmt, die in der Ferilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Die Anwendung ist nur für Personen, die in der Fertilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Das Produkt ist nicht für den Einsatz bei Patienten geeignet. • Nicht verwenden, wenn das Produkt trüb oder Anzeichen einer mikrobiellen Kontamination aufweist. **Vorsichtsmaßnahmen:** • Es sollte eine aseptische Technik verwendet werden. • Verwenden Sie nur sterilisierte Geräte und Materialien. • Bei Augen- oder Hautkontakt mit Hyaluronidase Medium Augen/Haut sofort mit reichlich Wasser ausspülen. • Bei Kontakt mit der Haut sofort mit viel Wasser waschen. • Der Benutzer ist für alle Probleme verantwortlich, die durch eine unsachgemäße Verwendung der vorliegenden Gebrauchsanweisung verursacht werden. • Nur für den professionellen Gebrauch. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Fachkräfte bestimmt, die in der Ferilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Die Anwendung ist nur für Personen, die in der Fertilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Das Produkt ist nicht für den Einsatz bei Patienten geeignet. • Nicht verwenden, wenn das Produkt trüb oder Anzeichen einer mikrobiellen Kontamination aufweist. **Vorsichtsmaßnahmen:** • Es sollte eine aseptische Technik verwendet werden. • Verwenden Sie nur sterilisierte Geräte und Materialien. • Bei Augen- oder Hautkontakt mit Hyaluronidase Medium Augen/Haut sofort mit reichlich Wasser ausspülen. • Bei Kontakt mit der Haut sofort mit viel Wasser waschen. • Der Benutzer ist für alle Probleme verantwortlich, die durch eine unsachgemäße Verwendung der vorliegenden Gebrauchsanweisung verursacht werden. • Nur für den professionellen Gebrauch. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Fachkräfte bestimmt, die in der Ferilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Die Anwendung ist nur für Personen, die in der Fertilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Das Produkt ist nicht für den Einsatz bei Patienten geeignet. • Nicht verwenden, wenn das Produkt trüb oder Anzeichen einer mikrobiellen Kontamination aufweist. **Vorsichtsmaßnahmen:** • Es sollte eine aseptische Technik verwendet werden. • Verwenden Sie nur sterilisierte Geräte und Materialien. • Bei Augen- oder Hautkontakt mit Hyaluronidase Medium Augen/Haut sofort mit reichlich Wasser ausspülen. • Bei Kontakt mit der Haut sofort mit viel Wasser waschen. • Der Benutzer ist für alle Probleme verantwortlich, die durch eine unsachgemäße Verwendung der vorliegenden Gebrauchsanweisung verursacht werden. • Nur für den professionellen Gebrauch. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Fachkräfte bestimmt, die in der Ferilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Die Anwendung ist nur für Personen, die in der Fertilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Das Produkt ist nicht für den Einsatz bei Patienten geeignet. • Nicht verwenden, wenn das Produkt trüb oder Anzeichen einer mikrobiellen Kontamination aufweist. **Vorsichtsmaßnahmen:** • Es sollte eine aseptische Technik verwendet werden. • Verwenden Sie nur sterilisierte Geräte und Materialien. • Bei Augen- oder Hautkontakt mit Hyaluronidase Medium Augen/Haut sofort mit reichlich Wasser ausspülen. • Bei Kontakt mit der Haut sofort mit viel Wasser waschen. • Der Benutzer ist für alle Probleme verantwortlich, die durch eine unsachgemäße Verwendung der vorliegenden Gebrauchsanweisung verursacht werden. • Nur für den professionellen Gebrauch. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Fachkräfte bestimmt, die in der Ferilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Die Anwendung ist nur für Personen, die in der Fertilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Das Produkt ist nicht für den Einsatz bei Patienten geeignet. • Nicht verwenden, wenn das Produkt trüb oder Anzeichen einer mikrobiellen Kontamination aufweist. **Vorsichtsmaßnahmen:** • Es sollte eine aseptische Technik verwendet werden. • Verwenden Sie nur sterilisierte Geräte und Materialien. • Bei Augen- oder Hautkontakt mit Hyaluronidase Medium Augen/Haut sofort mit reichlich Wasser ausspülen. • Bei Kontakt mit der Haut sofort mit viel Wasser waschen. • Der Benutzer ist für alle Probleme verantwortlich, die durch eine unsachgemäße Verwendung der vorliegenden Gebrauchsanweisung verursacht werden. • Nur für den professionellen Gebrauch. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Fachkräfte bestimmt, die in der Ferilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Die Anwendung ist nur für Personen, die in der Fertilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Das Produkt ist nicht für den Einsatz bei Patienten geeignet. • Nicht verwenden, wenn das Produkt trüb oder Anzeichen einer mikrobiellen Kontamination aufweist. **Vorsichtsmaßnahmen:** • Es sollte eine aseptische Technik verwendet werden. • Verwenden Sie nur sterilisierte Geräte und Materialien. • Bei Augen- oder Hautkontakt mit Hyaluronidase Medium Augen/Haut sofort mit reichlich Wasser ausspülen. • Bei Kontakt mit der Haut sofort mit viel Wasser waschen. • Der Benutzer ist für alle Probleme verantwortlich, die durch eine unsachgemäße Verwendung der vorliegenden Gebrauchsanweisung verursacht werden. • Nur für den professionellen Gebrauch. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Fachkräfte bestimmt, die in der Ferilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Die Anwendung ist nur für Personen, die in der Fertilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Das Produkt ist nicht für den Einsatz bei Patienten geeignet. • Nicht verwenden, wenn das Produkt trüb oder Anzeichen einer mikrobiellen Kontamination aufweist. **Vorsichtsmaßnahmen:** • Es sollte eine aseptische Technik verwendet werden. • Verwenden Sie nur sterilisierte Geräte und Materialien. • Bei Augen- oder Hautkontakt mit Hyaluronidase Medium Augen/Haut sofort mit reichlich Wasser ausspülen. • Bei Kontakt mit der Haut sofort mit viel Wasser waschen. • Der Benutzer ist für alle Probleme verantwortlich, die durch eine unsachgemäße Verwendung der vorliegenden Gebrauchsanweisung verursacht werden. • Nur für den professionellen Gebrauch. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Fachkräfte bestimmt, die in der Ferilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Die Anwendung ist nur für Personen, die in der Fertilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Das Produkt ist nicht für den Einsatz bei Patienten geeignet. • Nicht verwenden, wenn das Produkt trüb oder Anzeichen einer mikrobiellen Kontamination aufweist. **Vorsichtsmaßnahmen:** • Es sollte eine aseptische Technik verwendet werden. • Verwenden Sie nur sterilisierte Geräte und Materialien. • Bei Augen- oder Hautkontakt mit Hyaluronidase Medium Augen/Haut sofort mit reichlich Wasser ausspülen. • Bei Kontakt mit der Haut sofort mit viel Wasser waschen. • Der Benutzer ist für alle Probleme verantwortlich, die durch eine unsachgemäße Verwendung der vorliegenden Gebrauchsanweisung verursacht werden. • Nur für den professionellen Gebrauch. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Fachkräfte bestimmt, die in der Ferilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Die Anwendung ist nur für Personen, die in der Fertilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Das Produkt ist nicht für den Einsatz bei Patienten geeignet. • Nicht verwenden, wenn das Produkt trüb oder Anzeichen einer mikrobiellen Kontamination aufweist. **Vorsichtsmaßnahmen:** • Es sollte eine aseptische Technik verwendet werden. • Verwenden Sie nur sterilisierte Geräte und Materialien. • Bei Augen- oder Hautkontakt mit Hyaluronidase Medium Augen/Haut sofort mit reichlich Wasser ausspülen. • Bei Kontakt mit der Haut sofort mit viel Wasser waschen. • Der Benutzer ist für alle Probleme verantwortlich, die durch eine unsachgemäße Verwendung der vorliegenden Gebrauchsanweisung verursacht werden. • Nur für den professionellen Gebrauch. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Fachkräfte bestimmt, die in der Ferilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Die Anwendung ist nur für Personen, die in der Fertilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Das Produkt ist nicht für den Einsatz bei Patienten geeignet. • Nicht verwenden, wenn das Produkt trüb oder Anzeichen einer mikrobiellen Kontamination aufweist. **Vorsichtsmaßnahmen:** • Es sollte eine aseptische Technik verwendet werden. • Verwenden Sie nur sterilisierte Geräte und Materialien. • Bei Augen- oder Hautkontakt mit Hyaluronidase Medium Augen/Haut sofort mit reichlich Wasser ausspülen. • Bei Kontakt mit der Haut sofort mit viel Wasser waschen. • Der Benutzer ist für alle Probleme verantwortlich, die durch eine unsachgemäße Verwendung der vorliegenden Gebrauchsanweisung verursacht werden. • Nur für den professionellen Gebrauch. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Fachkräfte bestimmt, die in der Ferilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Die Anwendung ist nur für Personen, die in der Fertilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Das Produkt ist nicht für den Einsatz bei Patienten geeignet. • Nicht verwenden, wenn das Produkt trüb oder Anzeichen einer mikrobiellen Kontamination aufweist. **Vorsichtsmaßnahmen:** • Es sollte eine aseptische Technik verwendet werden. • Verwenden Sie nur sterilisierte Geräte und Materialien. • Bei Augen- oder Hautkontakt mit Hyaluronidase Medium Augen/Haut sofort mit reichlich Wasser ausspülen. • Bei Kontakt mit der Haut sofort mit viel Wasser waschen. • Der Benutzer ist für alle Probleme verantwortlich, die durch eine unsachgemäße Verwendung der vorliegenden Gebrauchsanweisung verursacht werden. • Nur für den professionellen Gebrauch. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Fachkräfte bestimmt, die in der Ferilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Die Anwendung ist nur für Personen, die in der Fertilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Das Produkt ist nicht für den Einsatz bei Patienten geeignet. • Nicht verwenden, wenn das Produkt trüb oder Anzeichen einer mikrobiellen Kontamination aufweist. **Vorsichtsmaßnahmen:** • Es sollte eine aseptische Technik verwendet werden. • Verwenden Sie nur sterilisierte Geräte und Materialien. • Bei Augen- oder Hautkontakt mit Hyaluronidase Medium Augen/Haut sofort mit reichlich Wasser ausspülen. • Bei Kontakt mit der Haut sofort mit viel Wasser waschen. • Der Benutzer ist für alle Probleme verantwortlich, die durch eine unsachgemäße Verwendung der vorliegenden Gebrauchsanweisung verursacht werden. • Nur für den professionellen Gebrauch. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Fachkräfte bestimmt, die in der Ferilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Die Anwendung ist nur für Personen, die in der Fertilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Das Produkt ist nicht für den Einsatz bei Patienten geeignet. • Nicht verwenden, wenn das Produkt trüb oder Anzeichen einer mikrobiellen Kontamination aufweist. **Vorsichtsmaßnahmen:** • Es sollte eine aseptische Technik verwendet werden. • Verwenden Sie nur sterilisierte Geräte und Materialien. • Bei Augen- oder Hautkontakt mit Hyaluronidase Medium Augen/Haut sofort mit reichlich Wasser ausspülen. • Bei Kontakt mit der Haut sofort mit viel Wasser waschen. • Der Benutzer ist für alle Probleme verantwortlich, die durch eine unsachgemäße Verwendung der vorliegenden Gebrauchsanweisung verursacht werden. • Nur für den professionellen Gebrauch. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Fachkräfte bestimmt, die in der Ferilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Die Anwendung ist nur für Personen, die in der Fertilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Das Produkt ist nicht für den Einsatz bei Patienten geeignet. • Nicht verwenden, wenn das Produkt trüb oder Anzeichen einer mikrobiellen Kontamination aufweist. **Vorsichtsmaßnahmen:** • Es sollte eine aseptische Technik verwendet werden. • Verwenden Sie nur sterilisierte Geräte und Materialien. • Bei Augen- oder Hautkontakt mit Hyaluronidase Medium Augen/Haut sofort mit reichlich Wasser ausspülen. • Bei Kontakt mit der Haut sofort mit viel Wasser waschen. • Der Benutzer ist für alle Probleme verantwortlich, die durch eine unsachgemäße Verwendung der vorliegenden Gebrauchsanweisung verursacht werden. • Nur für den professionellen Gebrauch. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Fachkräfte bestimmt, die in der Ferilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Die Anwendung ist nur für Personen, die in der Fertilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Das Produkt ist nicht für den Einsatz bei Patienten geeignet. • Nicht verwenden, wenn das Produkt trüb oder Anzeichen einer mikrobiellen Kontamination aufweist. **Vorsichtsmaßnahmen:** • Es sollte eine aseptische Technik verwendet werden. • Verwenden Sie nur sterilisierte Geräte und Materialien. • Bei Augen- oder Hautkontakt mit Hyaluronidase Medium Augen/Haut sofort mit reichlich Wasser ausspülen. • Bei Kontakt mit der Haut sofort mit viel Wasser waschen. • Der Benutzer ist für alle Probleme verantwortlich, die durch eine unsachgemäße Verwendung der vorliegenden Gebrauchsanweisung verursacht werden. • Nur für den professionellen Gebrauch. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Fachkräfte bestimmt, die in der Ferilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Die Anwendung ist nur für Personen, die in der Fertilitätsbehandlung ausgebildet sind. • Das Produkt ist nicht für den Einsatz bei Patienten geeignet. • Nicht verwenden, wenn das Produkt trüb oder Anzeichen einer mikrobiellen Kontamination aufweist. **Vorsichtsmaßnahmen:** • Es sollte eine aseptische Technik verwendet werden. • Verwenden Sie nur sterilisierte Geräte und Materialien. • Bei Augen- oder Hautkontakt mit Hy

